

HYALURONIDASE 500

Дефибрирующее действие,
терапия фиброзного целлюлита.
Разрушение цепей гиалуроновой кислоты
при гиперкоррекции филлерами ГК.



ПОКАЗАНИЯ



Активные ингредиенты

Гиалуронидаза 500 МЕ

1. Механизм действия (при проблеме, вызванной гиалуроновой кислотой)

Способствует гидролизу гиалуроновой кислоты, разрушает ее молекулу, улучшает ее реабсорбцию и метаболизм, решая тем самым проблему гиперкоррекции и отека.

Показания

Гранулема, вызванная гиалуроновой кислотой.
Гиперкоррекция филлером гиалуроновой кислоты.

2. Механизм действия (при проблеме фиброза)

Фермент, который изменяет проницаемость соединительной ткани путем гидролиза гиалуроновой кислоты и других компонентов, таких, как коллаген, тем самым улучшая состояние кожи при фиброзе.

Показания

Фиброзный целлюлит.
Гипертрофированные рубцы.
Послеоперационные шрамы.



Объем
4 фл. 500 МЕ



Интервал между
процедурами
30 дней



Минимальное
количество процедур
3



Уровень pH
6.0 - 7.0



Осмолярность
260-340 мОсм/кг

Гиалуронидаза
500