



NEWEST®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гель для интрадермального введения.
Прозрачный, стерильный, гипоаллергенный, нетоксичный. Без цвета и запаха.
Полностью биосовместим с тканями организма.

ПРИМЕНЕНИЕ

NEWEST® открывает новые возможности провести комплексную процедуру биоревитализации и биорепарации с помощью двух высокоактивных компонентов, чья эффективность широко доказана в мировой эстетической медицине. Запускаемые механизмы абсолютно физиологичны и стимуляция проходит путём оптимизации процессов естественного обновления и восстановления. Показан для коррекции возрастных изменений, улучшения тургора, тонуса и эластичности кожи, замедления процесса образования морщин и сокращения их числа. Препарат придаёт коже сияние, увлажняет и улучшает внешний вид.

ОБЛАСТИ ВВЕДЕНИЯ

Лицо, шея, декольте и другие участки кожи с признаками увядания или морщинами.
Техника введения микропапульная, линейная, армирование или веерная – по усмотрению врача.


- Полинуклеотиды 20 мг/2мл
- Гиалуроновая кислота 20 мг/2 мл, 1000 кДа
- Маннитол

Научное обоснование


Благодаря тому, что полинуклеотиды способствуют увеличению количества фибробластов, стимуляции продукции межклеточного матрикса дермы и быстрому и эффективному восстановлению поврежденных структур, а гиалуроновая кислота стимулирует жизнедеятельность фибробластов и способствует глубокому увлажнению и восстановлению тургора и эластичности кожи, NEWEST® более эффективно увеличивает количество фибробластов и коллагеновых волокон, чем монокомпонентные препараты на основе полинуклеотидов или гиалуроновой кислоты.

Функции маннитола

1. Увлажнение
 2. Снижает скорость деградации молекулы гиалуроновой кислоты и пролонгирует её функции
- За счёт этого препарат дольше находится в тканях.



Маннитол ингибирует деградацию молекулы ГК на 34%



Основной курс
3 процедуры с периодичностью 1 сеанс каждые три недели
Поддерживающий курс
1 процедура каждые 45 - 60 дней